

## So einfach funktioniert der Sauerstoff-Service:



Trans-o-flex liefert Ihnen eine frisch gefüllte Sauerstoffflasche mit gewartetem Druckminderer in einer speziellen Transportbox.



Sie tauschen die gelieferte Flasche gegen Ihre abgelaufene / leere Flasche aus.



Der Paketdienst-Fahrer holt die Transportbox mit der alten Flasche 1 - 2 Tage nach Anlieferung automatisch bei Ihnen ab.

Dieser Service beinhaltet die Wartung Ihrer Sauerstoffflasche, anteilige TÜV-Gebühren, die Inspektion Ihres Druckminderers, den Hin- und Rücktransport sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.

### Wichtig:

Der genannte Preis kann nur bei Rückgabe einer Flasche von Teutotechnik oder notfallkoffer.de mit Druckminderer und gleichzeitiger Rückgabe unserer Transportbox gewährt werden!

## Set steriles Verbrauchsmaterial für Basis-Notfallkoffer



- + 2 Venenverweilkanülen G 20, rosa
- + 2 Venenverweilkanülen G 22, blau
- + 2 Fixierpflaster für Venenverweilkanülen, steril
- + 1 Infusionsbesteck
- + 1 Cutasept Desinfektionsspray, 50 ml
- + 4 sterile Tupfer / Kompressen
- + 1 Rolle Seidenpflaster 1,25 cm x 5 m
- + 2 Einmalspritzen 2 ml
- + 2 Einmalspritzen 5 ml
- + 2 Einmalspritzen 10 ml
- + 6 Einmalkanülen G 1, G 14
- + 1 Sauerstoffkatheter CH 12 (Nasensonde)

## Sauerstoff-Nasenbrille



## Inhalationsmaske mit Sparbeutel

